

품 명 (모델명)	비접촉식체온계(NTF-3000)
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 환자와 접촉을 피하며 체온을 측정하는 의료기기 ■ 특징 및 제원 ◎ 체온 측정 시 귓속이나 피부에 닿지 않고 측정(비접촉식)하여 수면중에도 체온을 측정할 수 있어야 한다. ◎ 비접촉식 또는 이마에 체온계를 대고 체온 측정 가능 ◎ 1분 이상 사용하지 않을 경우 자동 꺼짐 ◎ 온도측정에 적절한 거리를 확인 시켜주는 것이 가능하여야 한다. ◎ 색상이 액정화면에 나타나 발열상태를 표시하는 기능이 있을것

품 명 (모델명)	표면살균소독제(CLINELL)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 구급장비의 이차감염을 방지하기 위한 표면살균 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ 무알콜 제제로 세균 및 바이러스 제거가 가능한 제품 일 것. ◎ 피부에 자극이 없는 제품이여야 한다. ◎ 오염제거 기구를 제품에 포함된 티슈로 충분히 닦아낸다(거품이 생길때 까지). ◎ 물기가 마를때 까지 그늘에서 건조한다.(분말이 남을 경우 물티슈로 제거 한다) . ◎ 일회용 제품으로200매 1팩 포장이어야 한다.

품 명 (모델명)	멸균거즈
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 상처부위의 치료에 사용하는 멸균 상태의 거즈 ■ 특징 및 제원 ◎ 상처 부위의 치료에 사용하는 거즈로 소독 및 살균 연고 등을 살포한 후 그 자리에서 개봉해 환부에 사용 ◎ 일회용으로 재소독, 재사용 금지 ◎ 멸균 제품이므로 사용할 때 개봉해야 하며 포장에 파손된 제품은 사용 금지 ◎ 사용시 멸균된 핀셋 또는 멸균장갑 이용 ◎ 규 격 : 4*4 ◎ 수 량 : 4*4 1포(5매)×20포

품 명 (모델명)	생리식염수(소독용)
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 상처, 비강, 눈을 세척할때 사용하는 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ 0.9% NaCL 을 포함. ◎ 식약청의 의약품 허가를 득한 제품일것. ◎ 규격은 1000ml의 용량, 10병 1박스 포장을 가질것. ◎ 입구는 좁은 노즐을 가져야 한다.

품 명 (모델명)	일회용시트(비멸균)
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 환자 및 운반구의 이차감염을 방지하기 위한 일회용 비멸균 시트 ■ 특징 및 제원 ◎ 산모, 화상환자, 외상환자등 이차감염에 취약한 이를 보호하기 위한 비멸균제품일것 ◎ 오염원이 흡수 되지 않는 방수 재질일 것. ◎ 주들것 매트에 장착이 용이하게 양쪽 끝부분에 고무밴딩 처리된 제품일것 ◎ 일회용 제품으로 보관이 용이한 20매 1박스 포장이어야 한다.

품 명 (모델명)	손세정제
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 이차감염 예방을 위한 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ 주요성분으로 에탄올 62%를 포함한 제품일것. ◎ 식약청의 의약품 허가를 득한 제품일것. ◎ 규격은 펌프형의 500ml의 용량을 가질것. ◎ 피부보호를 위한 알로에, 비타민E 성분을 포함할것.

품 명 (모델명)	N-95마스크
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 이차감염 예방을 위한 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ 식약청으로부터 KF94인증을 받거나 미국 NIOSH의 N95인증을 받은 제품일것. ◎ 식약청의 의약외품 허가를 득한 제품일 것 ◎ 일회용 제품으로 착용후 호흡이 불편한 경우 교체해 주어야 한다(재사용 불가). ◎ 산소가 부족한 공간에서는 사용하여서는 안된다.

품 명 (모델명)	비재호흡마스크
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 환자에게 산소를 공급하는 의료기기 ■ 특징 및 제원 ◎ 기도에 공기와 혼합한 고농도의 산소를 공급하기 위해 코와 입에 설치하는 일회용 마스크 ◎ 2개의 한방향 밸브(흡기시에 폐쇄하여 리저버백 내의 산소에 실내공기가 혼입하는 것을 막아야 한다. ◎ 호기시에 폐쇄하여 호기가스가 리저버백에 유입하는 것을 막아야 한다. ◎ 규 격 : 성인, 소아

품 명 (모델명)	IV Catheter 안전바늘(오토가드) - 16G
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 응급환자에게 정맥로 확보를 위해 사용 ■ 특징 및 제원 ◎ 안전바늘로 누름버튼이 있어 주사침 자상에 의한 위험도가 낮은 용도임 ◎ 50EA*1박스*16G 구성 ◎ 멸균 소독된 제품으로 유효기간 표기가 있을 것

품 명 (모델명)	IV Catheter 안전바늘(오토가드) - 18G
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 응급환자에게 정맥로 확보를 위해 사용 ■ 특징 및 제원 ◎ 안전바늘로 누름버튼이 있어 주사침 자상에 의한 위험도가 낮은 용도임 ◎ 50EA*1박스*18G 구성 ◎ 멸균 소독된 제품으로 유효기간 표기가 있을 것

50EA*1박스 구성

품 명 (모델명)	일회용 주사기 3CC Syringe
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 의약품 등을 인체에 주입하는데 사용 ■ 특징 및 제원 ◎ 24G*19mm*3ml ◎ 50EA*1박스 구성 ◎ 멸균 소독된 제품으로 유효기간 표기가 있을 것

품 명 (모델명)	3way Stopcock
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 수액연결 커넥터 ■ 특징 및 제원 ◎ 50EA*1박스 구성 ◎ 멸균 소독된 제품으로 유효기간 표기가 있을 것

품 명 (모델명)	에피네프린 주사액(부신흔호르몬제)
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 부신흔호르몬제, 심정지환자 응급약물로 사용 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 무색의 투명한 액이 갈색의 앰플에 든 주사제 ◎ 포장단위 : 0.1% 1밀리리터×10앰플, 50앰플 ◎ 저장방법 : 차광밀봉용기, 25℃이하 보관, 냉장보관하지 말 것 ◎ 의약품 취급 허가를 받은 납품 업체 일 것 ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	아미오다론 주사액(부정맥치료제)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 부정맥치료제 심방성부정맥, 심실성부정맥, 기타 다른 부정맥용제로 치료되지 않는 재발성중증부정맥 신속한 반응이 요구되거나 경구투여가 불가능한 경우에 투여한다 (Amiodarone HCL : 순환기계질환 > 부정맥 치료제 > K+유통 차단제 > CLASS III) ■ 특징 및 제원 ◎ 성 분 명 : Amiodarone HCL 아미오다론염산염 150mg/3mL ◎ 성 상 : 무색투명한 앰플에 든 미황색의 투명한 약 ◎ 포장단위 : 6앰플*1박스 ◎ 저장방법 : 밀봉용기 ◎ 의약품 취급 허가를 받은 납품 업체 일 것 ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	기관지확장제(네블라이저용)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 중증의 급성천식(천식지속상태의 치료), 통상요법으로 효과가 없는 만성기관지 경련의 처치 Salbutamol Sulfate : 호흡기계질환 > 기관지 천식(COPD포함) 치료제(흡입) 교감신경성 기관지 확장제 > 속효성 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 분 명 : Salbutamol Sulfate 살부타몰황산염 3mg/2.5mL ◎ 성 상 : 플라스틱 앰플에 든 무색~연한 노란색의 투명한 액체 ◎ 포장단위 : 2.5mg*20앰플*1박스 ◎ 저장방법 : 기밀용기, 30℃이하 차광보관 ◎ 의약품 취급 허가를 받은 납품 업체 일 것 ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	클로로헥시딘(살균용)
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 외피용 살균 소독제, 창상 또는 수술전후의 감염예방, 의료기구의 소독 및 세척 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 냄새는 없고 맛이 쓴 무색~미황색의 맑은 액체 ◎ 500mL*1병 ◎ 포장단위 : 기밀용기 ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	휴대용구급장비가방(HHC-M5010F)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 BLS / ALS 전문 EMS 보조 가방으로 합색 형태의 가방임 ■ 구성품 1. 가방본체(정품)1개 2.리트랙터(고무재질 응급마크포함)1세트 ■ 특징 및 제원 ◎ 외부구조(1200데니어일 것): - 가방은 허리와 어깨로 맬 수 있을 것.(어깨패드 는 논슬립 [non-slip]재질) - 어깨끈 연결고리는 광택이 없는 크롬 금속재질일 것. - 허리벨트는 Hideaway구조, 패딩시스템, 요추보호, 54“(137cm)까지 사용가능 할 것. - 재질은1200데니어 코팅 TPE, 물과 얼룩을 저항하는 재질일 것. - 전면부에는 파라메딕 가위와 랜턴, 펜 라이트를 빠르게 꺼낼 수 있는 포켓 구조일 것. - 전 면부 중앙부분은 빛 반사 재질처리와 제조사 엠블럼(emblem)마크로 되어 있으며, 각각 양쪽에는 벨크로 고리 끈이 있을 것. - 위쪽 2개의 오픈덮개 부분은 제조사 엠블럼(emblem)마크가 표시되어 있을 것. - 가방상단에는 양쪽 2개의 밴드식 메쉬소재(망사형)로 나뉘어서 되어있을 것. - 윗부분은 2개의 지퍼고리에는 끈 처리와 끈을 보호하는 PVC튜브재질로 감싸고 있으며, 빠른 오픈닝으로 동시에 열고 닫을 수 있을 것. - 윗부분은 YKK 지퍼이며, 한쪽 구획만 사용하고 열고 닫을 수 있을 것. - 가방바닥은 PVC재질로 물과 마모 저항을 방지할 것. - 가방뒷면은 타폴린 재질과 메쉬소재(망사형) 처리로 되어있을 것. ◎ 리트랙터규격: - 48"(120cm)리트랙터 케블라(잠금장치기능)가 포함되어 있을 것. - 리트랙터 본체에는 사출형 고무재질의 응급구조사 마크가 2개로 되어있을 것. ◎ 내부구조: - 공간조절이 가능한 슬라이드(SLIDERS™ System)이동식구조로 되어있을 것. - 종이테이프나 다른 비품을 연결할 수 있는 2개의 벨크로 플립 아웃 시스템구조일 것. - 덮개 안쪽 주머니는 밴드형 망사 구획으로 주머니가 되어있을 것. - 내부중앙 구획 라인에는 응급구조사 마크로 제작 되어있을 것. - 내부는 foam방식 구조로 내용물을 유지 및 보호할 수 있는 구조일 것. ◎ 제품 크기 : - 외부 크기 : 8"(20cm)높이 X 14.8"(37cm)길이X 4.5"(11cm)폭 - 제품 무게 : 1파운드(0.5kg) ◎ 한국공식대리점 사후 관리증명서제출 할 것.


품 명 (모델명)	구급대원 헬멧(헤드랜턴 포함)(PK-Helmet)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 구급활동중 구급대원의 머리를 외부충격으로부터 보호하는 장비임. ■ 구성품 1.헬멧(보관파우치)1 2.랜턴1 ■ 특징 및 제원 ◎ 특 징 -헬멧은 매우 가벼워 착용시 부담감이 없을 것. -머리사이즈는 다이얼 방식으로 조절될 것. -모든 마크와 인쇄부분은 마감 후에 깔끔하게 외부코팅처리로 되어있을 것. -야간 구급 활동 시에 헤드랜턴은 180루멘 밝기와 130미터 길이의 시야확보가 가능할 것. -헤드랜턴은 상, 하 조절식 슬라이드 구조일 것. -헬멧의 공기구멍 부분은 메쉬(그물망형태)구조의 형태로 되어있을 것. -턱 끈은 길이 조절이 가능하며, 턱을 고정할 수 있는 보호 캅이 있을 것. -넓은 귀 쪽 부분의 구멍은 귀를 가리지 않아 청진기 및 LED이어라이트 사용이 가능할 것. -양쪽측면은 추후에 파이어캠(액션캠)과 사이드랜턴을 고정할 수 있는 홈이 파져있을 것. -안전기준: KC인증, KPS, 제품안전 자율이행, 제품일 것. -국내생산 제조품일 것. -헬멧무게: 600g(랜턴포함) -헬멧색상: 흰색 ◎ 외부 디자인구조 -전면: 소방마크(실크 인쇄 후에 마감 코팅처리) 및 헤드랜턴 부착되어 있을 것. -측면: 119구급대는 빨강색으로 되어있을 것.(실크 인쇄 후에 마감 코팅처리) -뒷면: 응급구조사마크 및 ECG파형(빛 반사 재질 처리 후에 외부 마감 코팅처리) -하단: 전체 테두리라인(빛 반사 재질 처리 후에 외부 마감 코팅처리) ◎ 헤드 랜턴 -밝기 및 사용 LED: 180루멘의 130미터 길이의 밝기가 가능할 것.(SLT스마트조명기술) -크 기: 10.5cm (길이) x 2.4cm (넓이) -재 질: 특수ABS재질 -무 게: 105g(배터리포함) -방 수: IPX6등급일 것. -전원버튼 후 단계별 빛 밝기 조절, SOS기능 및 다이얼구조로 빛 크기 조절이 가능할 것. -배터리: A2건전지 3개 -배터리수명시간: 최대:25시간/최소:7시간일 것. ◎ 제조사 사후관리 증명서 제출할 것.

품 명 (모델명)	휴대용구급장비가방(HHC-M5010F)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 BLS / ALS 전문 EMS 보조 가방으로 합색 형태의 가방임 ■ 구성품 1. 가방본체(정품)1개 2.리트랙터(고무재질 응급마크포함)1세트 ■ 특징 및 제원 ◎ 외부구조(1200데니어일 것): - 가방은 허리와 어깨로 맬 수 있을 것.(어깨패드 는 논슬립 [non-slip]재질) - 어깨끈 연결고리는 광택이 없는 크롬 금속재질일 것. - 허리벨트는 Hideaway구조, 패딩시스템, 요추보호, 54“(137cm)까지 사용가능 할 것. - 재질은1200데니어 코팅 TPE, 물과 얼룩을 저항하는 재질일 것. - 전면부에는 파라메딕 가위와 랜턴, 펜 라이트를 빠르게 꺼낼 수 있는 포켓 구조일 것. - 전 면부 중앙부분은 빛 반사 재질처리와 제조사 엠블럼(emblem)마크로 되어 있으며, 각각 양쪽에는 벨크로 고리 끈이 있을 것. - 위쪽 2개의 오픈덮개 부분은 제조사 엠블럼(emblem)마크가 표시되어 있을 것. - 가방상단에는 양쪽 2개의 밴드식 메쉬소재(망사형)로 나뉘어서 되어있을 것. - 윗부분은 2개의 지퍼고리에는 끈 처리와 끈을 보호하는 PVC튜브재질로 감싸고 있으며, 빠른 오픈닝으로 동시에 열고 닫을 수 있을 것. - 윗부분은 YKK 지퍼이며, 한쪽 구획만 사용하고 열고 닫을 수 있을 것. - 가방바닥은 PVC재질로 물과 마모 저항을 방지할 것. - 가방뒷면은 타폴린 재질과 메쉬소재(망사형) 처리로 되어있을 것. ◎ 리트랙터규격: - 48"(120cm)리트랙터 케블라(잠금장치기능)가 포함되어 있을 것. - 리트랙터 본체에는 사출형 고무재질의 응급구조사 마크가 2개로 되어있을 것. ◎ 내부구조: - 공간조절이 가능한 슬라이드(SLIDERS™ System)이동식구조로 되어있을 것. - 종이테이프나 다른 비품을 연결할 수 있는 2개의 벨크로 플립 아웃 시스템구조일 것. - 덮개 안쪽 주머니는 밴드형 망사 구획으로 주머니가 되어있을 것. - 내부중앙 구획 라인에는 응급구조사 마크로 제작 되어있을 것. - 내부는 foam방식 구조로 내용물을 유지 및 보호할 수 있는 구조일 것. ◎ 제품 크기 : - 외부 크기 : 8"(20cm)높이 X 14.8"(37cm)길이X 4.5"(11cm)폭 - 제품 무게 : 1파운드(0.5kg) ◎ 한국공식대리점 사후 관리증명서제출 할 것.

품 명 (모델명)	다기능혈압계(TERUMO ES-H55)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 체외에서 혈압을 측정하는 기구 ■ 구성품 1. 수동가압혈압계 1개 2. 이종커프 1개 ■ 특징 및 제원 ◎ 전 원 : AA건전지 × 2 (DC 1.5V) ◎ 소비전력 : 0.5W ◎ 전기적 충격에 대한 보호 : BF형 내부 전원 기기 ◎ 측정방법 : 오실로메트릭 방식(이종커프) ◎ 측정범위 : 혈압 : 20-320mmHg(2.7-37.3 kPa) 맥박 : 30-199/min ◎ 스 케 일 : 1mmHg(0.1 kPa) ◎ 정 확 도 : 혈압 : ±3mmHg(±0.5g kPa) 맥박 : ±5% ◎ 작업온도 : 주위온도 : 10 - 40℃ , 상대습도 : 10 - 85% RH ◎ 저장조건 : 주위온도 : -20 - 60℃ , 상대습도 : 10 - 95% RH ◎ 제 원 : 본체 : 70(W)mm × 46(H)mm × 169(D)mm 커프(size M) : 150(W)mm × 520(L)mm ◎ 중 량 : 본체 130g (배터리 제외), 커프 (size M) : 150g

품 명 (모델명)	에어파스
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 타박상, 근육통 치료의 보조 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 무색 내지 미황색의 액체로 원액과 분사제를 내압용기에 충전한 에어로졸제 ◎ 포장단위 : 200ml * 1ea ◎ 저장방법 : 내압기밀용기, 화기를 피해 시원한 곳 보관 ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	후시딘
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 상처 치료 연고 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 무색의 반투명한 연고제 ◎ 포장단위 : 10g * 1ea ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	멸균거즈
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 상처부위의 치료에 사용하는 멸균 상태의 거즈 ■ 특징 및 제원 ◎ 상처 부위의 치료에 사용하는 거즈로 소독 및 살균 연고 등을 살포한 후 그 자리에서 개봉해 환부에 사용 ◎ 일회용으로 재소독, 재사용 금지 ◎ 멸균 제품이므로 사용할 때 개봉해야 하며 포장에 파손된 제품은 사용 금지 ◎ 사용시 멸균된 핀셋 또는 멸균장갑 이용 ◎ 규 격 : 2*2 ◎ 수 량 : 2*2 1포(5매)×20포

품 명 (모델명)	포비돈스틱
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 1회용 살균 소독제[드레싱(포비돈) 스틱] ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 어두운 적갈색의 액이 흡착된 탈지면봉 ◎ 포장단위 : 1pcs*50ea*1박스 ◎ 납품 제품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	i-gel
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 전문기도확보장비 ■ 특징 및 제원 ◎ 규 격 - SIZE 2.0 : 4ea - SIZE 2.5 : 4ea - SIZE 3.0 : 8ea - SIZE 8.0 : 4ea ● 8205000 i-gel, large adult, supraglottic airway, size 5 (90+kg) ● 8204000 i-gel, medium adult, supraglottic airway, size 4 (50-90kg) ● 8203000 i-gel, small adult, supraglottic airway, size 3 (30-60kg) ○ 8225000 i-gel, large paediatric, supraglottic airway, size 2.5 (25-35kg) ● 8202000 i-gel, small paediatric, supraglottic airway, size 2.0 (10-25kg)

품 명 (모델명)	수용성젤
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 외과용 살균 윤활제 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 무색의 젤타입 ◎ 120g*1ea ◎ 납품 제품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	메디록스(Medilox-S)
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 무독성 고수준 살균제 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 분 : HOCL(hypochlorous acid) 60ppm이상 ◎ 액 성 : 미산성(ph 4.5-7.0) ◎ 구 성 : 4L * 1ea ◎ 표준사용법 : 침적 분무 ◎ 보관방법 : 서늘하고 건조한장소 ◎ 납품 제품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	혈당스틱(글루코닥터 플러스)
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 혈당측정 검사지 ■ 특징 및 제원 ◎ 구 성 : 50스트립 * 1통 ◎ 납품 제품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	지혈제
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 상처, 피부궤양의 보조적 부분 치료 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 상 : 무취 무미한 백색-크림색 분말 ◎ 구 성 : 10g * 1ea ◎ 납품 제품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	LED검안라이트
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 환자의 동공을 확인할 수 있는 의료용 LED 검안라이트임. ■ 특징 및 제원 - 제품은 의료용 인증제품일 것. - 동공을 확인할 수 있는 Bright-WarmWhite LED램프사용으로 황백색일 것. - 제품에는 동공 크기별과 숫자로 인쇄되어 있을 것. - 제품에는 응급구조사 마크가 인쇄되어 있을 것. - 본체는 알루미늄재질로 되어있을 것. - A3 배터리1개로 사용가능 할 것. - 포 장: Blister card type / 걸이용 카드포장 타입일 것. - 포켓에 고정할 수 있는 클립형 구조일 것. - On-off Button protect cover / 온-오프 버튼 플라스틱 커버가 있을 것. - 온-오프시 딸깍음 방식 일 것. - Includes replaceble mercury-free Battery - 최장 20,000시간 Life-time LED Bulb - 한국 KFDA인증제품일 것.

품 명 (모델명)	허리보호대
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 구급대원의 허리부상 방지를 위한 개인 보호 장비 ■ 특징 및 제원 ◎ 사이즈 구분은 S, M, L ◎ 사용방법 : 허리에 착용 후, 압박상태를 조절한다 ◎ 의료기기의 허가를 받은 제품 일 것

품 명 (모델명)	제세동패치(MRX) - 성인용
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 심실세동환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ Heartstart MRx, Heartstart 4000에 연결하여 사용 할 수 있을 것. ◎ 환자의 몸에 패치를 부착한 상태에서 X-ray 투과가 가능하고 투과 가능여부가 겉봉에 표시되어 있을 것 ◎ 8세 이상인 환자에게 사용할 수 있을 것. ◎ 제세동기에 연결 시 제세동기가 패드가 연결되어 있음을 인지할 수 있을 것. ◎ 패치가 소독 밀봉되어 있어야 하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시되어 있어야 한다

품 명 (모델명)	제세동패치(MRX) - 소아용
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 심실세동환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ Heartstart MRx, Heartstart 4000에 연결하여 사용 할 수 있을 것. ◎ 환자의 몸에 패치를 부착한 상태에서 X-ray 투과가 가능하고 투과 가능여부가 겉봉에 표시되어 있을 것 ◎ 8세 이하 환자에게 사용할 수 있을 것. ◎ 제세동기에 연결 시 제세동기가 패드가 연결되어 있음을 인지할 수 있을 것. ◎ 패치가 소독 밀봉되어 있어야 하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시되어 있어야 한다

품 명 (모델명)	제세동패치(CU) - 성인용
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 심실세동환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ CU메디칼시스템 제품인 CU-HD1 자동제세동기에 연결하여 사용할 수 있어야 한다 ◎ 제조사 CU메디칼시스템사의 자동제세동기 허가사항에 구성된 제품(순정품)일 것 ◎ 8세 이상 환자에게 사용할 수 있을 것. ◎ 패치가 밀봉되어 있어야하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시 되어 있어야 한다 ◎ 패치와 케이블이 일체형 일 것

품 명 (모델명)	제세동패치(CU) - 소아용
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 심실세동환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ CU메디칼시스템 제품인 CU-HD1 자동제세동기에 연결하여 사용할 수 있어야 한다 ◎ 제조사 CU메디칼시스템사의 자동제세동기 허가사항에 구성된 제품(순정품)일 것 ◎ 8세 이하 환자에게 사용할 수 있을 것. ◎ 패치가 밀봉되어 있어야하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시 되어 있어야 한다 ◎ 패치와 케이블이 일체형 일 것

품 명 (모델명)	외상(TRAUMA)가위 - 야광형
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 하나의 가위로 구급현장에서 다용도로 사용할 수 있는 전문 EMS 파라메딕 가위임. ■ 구성품 1.가위본체 1 2.절단 블레이드(야광) 1 ■ 특징 및 제원 - 외상 가위는 초동 조치, 구급대, 전투 위생병, 의사, 간호사, 그리고 다른 사람에 의해 사용되는 전문 파라메딕 가위일 것. - 사용범위: 안전벨트, 전투부츠, 가죽 재킷, 데님, 잠수복, CBR 장치, 붕대, 스포츠 랩, 플라스틱 포장등 가능할 것. - 리퍼재질: 스피드 블레이드는 내구성과 부식 저항 440A 외과용 고급 스테인리스 스틸로 만들어진 재질일 것.(야광 기능일 것.) - 가위재질: 420 스테인레스 스틸로 만든 검은 탄질의 티타늄 (TiCN을) 코팅으로 처리되어 있을 것. - 스피드 블레이드는 교체 가능한 구조일 것. - 스피드 블레이드 재질: 표준 탄소 강철보다 5배이상 강할 것. - 환자의 안전을 위해 가위 앞쪽은 둥근 모양으로 되어 있을 것. - 고압스팀멸균 가능할 것. - 방수재질의 전용 PVC재질의 홀스터가 있을 것.(옵션) ○ EMS가위 기능은 다음과 같이 사용이 가능할 것. 1.외상 가위 2.안전 스피드 날 3.반사 망치 4.O2 렌치 ○ 리퍼크기 및 무게:(블레이드) - 제품크기: 길이 2.5“(1.27cm)×폭 1.82”(4.7cm)×깊이(0.625”(1.59cm) - 제품무게: 1온스(28.35g) ○ 가위 크기 및 무게:(블레이드) -길이 7.25”(18.42cm)×폭 5”(1.27cm)×깊이 0.625”(1.59cm) -무게: 3온스(86g) ○ 제품색상: 핑크색, 오렌지색선택일 ○ CE인증 및 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.

품 명 (모델명)	5%포도당 주사액
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 탈수증, 수술전후 등의 수분· 전해질 보급, 에너지 보급 ■ 특징 및 제원 ◎ 성 분 명 : Dextrose(포도당) 50g/L , Sodium Chloride(염화나트륨) 9g/L ◎ 성 상 : 외부를 반투명의 고밀도폴리에틸렌으로 포장한 무색 투명한 폴리염화비닐제 용기에 충전된 무색투명한 수액용 주사제 ◎ 포장단위 : 500ml*1팩 ◎ 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1-30℃)보관 ◎ 의약품 취급 허가를 받은 납품 업체 일 것 ◎ 납품 약품 유효기간은 1년 이상일 것

품 명 (모델명)	심전도전극(corpuls 3) electrode
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 corpuls 3 사용 용도로 심전도 분석을 위한 제품 ■ 특징 및 제원 ◎ 제세동기(corpuls 3) 제품에 호환 가능한 제품일 것 ◎ 밀봉되어 있어야하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시 되어 있어야 한다

품 명 (모델명) Burn Shield	
참고그림	
규격 및 성능	■ 용도 화상치료용 제품임 ■ 특징 및 제원 ◎ 소 : 10cm × 10cm , 중 : 20cm × 20cm, 대 : 20cm × 45cm ◎ 외상최소화, 96% 수분 함유, 신개념 하이드로겔 드레싱, 탁월한 쿨링 효과 통증 즉각 감소

품 명 (모델명)	멸균증류수
참고그림	
규 격 및 성 능	■ 용도 외과용 봉대, 기구 등의 세정, 행굼 등 ■ 특징 및 제원 ◎ 식약청의 의약외품 허가를 득한 제품일것. ◎ 규격은 1000ml의 용량, 10병 1박스 포장을 가질것.